

Ihr Full Service Partner!

Biologische Proben, von denen vermutlich eine Gefahr für Mensch und/ oder Tier ausgeht, müssen sorgsam verpackt zum zuständigen Labor transportiert werden. Dabei gilt es verschiedene gesetzliche Vorschriften einzuhalten. Diese sind im Wesentlichen durch das Europäische Übereinkommen zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) festgelegt. Damit auch Ihre Proben sicher den Empfänger erreichen, kümmern wir uns um alle Anliegen rund um Ihren Probentransport. Verpackungen, die richtige Kennzeichnung, die korrekte Umverpackung oder der komplette Transport. Unsere jahrelange Erfahrung im Versand mit sensiblen diagnostischen Material, zeichnet uns besonders aus.



Die richtige Verpackung!

Nicht jeder Versand ist gleich. Wichtig ist es jedoch, für alle Eventualitäten gewappnet zu sein. Das fängt vor allem bei der Verpackung an. Verpackungen müssen so gebaut und verschlossen sein, dass unter normalen Beförderungsbedingungen ein Austreten des Inhalts infolge von Vibration, Temperaturwechsel, Feuchtigkeits- und Druckänderung verhindert wird. Wir bieten Ihnen für den Probentransport geeignete zertifizierte Verpackungseinheiten an. Eine Einheit enthält je nach Probenmaterial Klassifizierung unterschiedliche Komponenten. Für den Versand, stellen wir Ihnen entsprechende Sets zusammen. So gibt es keine Probleme beim Transport auf der Straße oder in der Luft. Alles streng nach ADR und der IATA Vorschriften.

Die richtige Kennzeichnung?

Je nach Klassifizierung der Proben, müssen diese entsprechend von außen auf der Umverpackung gekennzeichnet sein. Wir helfen Ihnen die richtige Kennzeichnung für Ihr Transportgut zu finden und stellen Ihnen mit der Verpackung, auch diese zur Verfügung.

National oder international?

Ein Ansprechpartner für alles, macht alles einfacher. Mit uns können Sie Ihre Proben, Reagenzien oder andere Stoffe, national und international versenden. Unsere komplette Versandpalette, steht Ihnen hierzu zur Verfügung. Für den Internationalen Versand, helfen wir Ihnen zudem, alle anfallenden Formalitäten und Begleitpapiere vor dem Transport zu erledigen.

Wie kalt darf es denn sein?

Bei verschiedenen Materialien, kommt es oft auf die richtige Kühlung an. Wir stellen Ihnen zu jedem Transport das richtige Kühlmittel zur Verfügung. Von Kühl Akkus für die Transporte bei 2-8°C oder auch Trockeneis für Tiefgefrorene Substanzen. Natürlich wissen wir, wieviel Sie für den Transport benötigen und bringen zur Abholung gleich die richtige Menge mit. Und damit es keine Zweifel bei der Einhaltung der Kühlkette gibt, können Sie die Temperatur auch von einem unserer Temperaturlogger aufzeichnen lassen.

